

GUARDING WITH UP TO 1 HOUR ADVANCED WARNING



GUARDING WITH 7-DAY SENSOR

가디언커넥트 연속당측정 시스템

REAL-TIME CGM
Continuous Glucose Monitoring
(개인용 체내 연속혈당측정 시스템)

고혈당, 저혈당 최대 1시간 전 예측 경보

혈당 패턴을 분석하여 최대 1시간 전에 고혈당, 저혈당 도달 전에 예측하여 경보로 알려줍니다.



최대 7일간 사용가능한 센서




MARD¹
Mean Absolute Relative Difference

9.4 ± 9.8 %

혈당패턴 분석 알고리즘

현재 포도당 수치 + 포도당 수치 변화 속도 = 고혈당, 저혈당 도달 시간 예측

복부와 팔에 센서 부착 가능




1형 당뇨병 동반 임신부 사용가능²



사용자의 선호에 따라 커스터마이징 가능한 경보 설정

가디언커넥트 시스템은 경보 및 스누즈 시간 등을 사용자의 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.



*변경 전 전문의료진과 논의하십시오.

최대 5명과 24시간 무료문자 알람 서비스



제품 판매 및 문의처: 한독

- 상담시간 : 평일 오전 09:00~오후 06:00 (점심시간 오후 12:00 ~ 오후 01:00 제외)
- 전화 : 02-527-5455
- 홈페이지 : <https://handokmedtronicmall.co.kr>




Medtronic
Further, Together

메드트로닉코리아(유) 당뇨사업부
주소: 서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 17층
www.medtronic.co.kr

Reference 1. Christiansen MP, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; Aug 19 (8): 446-456 2. Feig DS et al. Lancet 2017 Nov 25; 390(10110): 2347-59.

※ 이 제품은 '의료기기'이며, 사용상의 주의사항과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

조합-2021-16-018 (유효기간: 2024.11.01까지)



"스마트기기는 당사에서 제공하지 않으며 앱만 제공합니다."

Medtronic
Further, Together

HAN/DOK

MDTKORDIB03-10-2019 / KR.GUA.21.11.03

GUARDING OUR GLUCOSE LEVELS




숨은 혈당을 확인할 수 있습니다

가디언커넥트 실시간 연속당측정 (CGM; Continuous Glucose Monitoring) 시스템은 **5분마다, 하루 288개의 포도당 수치**를 스마트폰의 가디언커넥트 애플리케이션으로 전송합니다.

연속당측정(CGМ)을 통해 혈당 측정 시간 외의 24시간 혈당 정보를 확인할 수 있습니다.

보호자는 아이와 함께 있지 않아도 스마트폰, 태블릿 PC 등 인터넷을 통해 **실시간으로 혈당을 확인할 수** 있습니다.

혈당 패턴을 분석하여 최대 1시간 이전에 고혈당, 저혈당을 예측할 수 있습니다.



*치료 결정을 할 때에는 혈당측정값이 필요합니다.

GUARDING OUR LIFESTYLE



가볍고 작은 송신기

*보충기간: 1년



최대 7일간 사용가능한 센서



활동적인 운동에도 착용 가능



수심 2.4m 이내 30분간 방수 기능



착용 전부터 실사용까지 전문적인 1:1 교육프로그램 운영



GUARDING WITH INTEGRATED SYSTEM



"스마트기기는 당사에서 제공하지 않으며 앱만 제공합니다."

케어링크® 소프트웨어

가디언커넥트 시스템은 클라우드 기반의 케어링크 계정을 통해, 언제 어디서든 센서 포도당 값을 확인할 수 있습니다. 또한, 레포트를 생성하여 전문의료진과 공유할 수 있습니다.

고객 지원을 위한 콜센터 운영

상담시간
평일 오전 9시~오후 7시
전화번호 : 080-280-0288

